

trophon²

Protection by design



Désinfection de haut niveau pour les sondes d'échographie

Consommables et accessoires



Disponible avec la technologie AcuTrace® (RFID) : archivage numérique des enregistrements et processus fiables, efficaces et économiques pour les procédures de désinfection de haut niveau des sondes d'échographie.

nanosonics
Infection Prevention. For Life.



Dispositif de désinfection de haut niveau

trophon2®

La dernière innovation en date en matière de désinfection de haut niveau des sondes d'échographie avec une conception améliorée, des processus rationalisés et la technologie RFID AcuTrace pour la traçabilité des enregistrements numériques.



Consommables



trophon NanoNebulant®

Le NanoNebulant trophon est un désinfectant liquide exclusif, concentré à 35 % de peroxyde d'hydrogène pour obtenir une désinfection de haut niveau efficace de la totalité d'une sonde d'échographie, y compris la tête et la poignée. Doté de la technologie AcuTrace, pour enregistrer les informations de lot et de péremption directement dans le trophon2.



trophon Chemical Indicator (Indicateur chimique)

L'indicateur chimique trophon répond à une combinaison de variables : dosage du désinfectant et concentration. Lorsque ces paramètres sont respectés, l'indicateur chimique change de couleur.



L'indicateur chimique fournit une vérification supplémentaire de la réussite de chaque cycle de désinfection à l'aide d'un changement de couleur qualitatif. Les emballages des indicateurs incluent la technologie AcuTrace qui permet d'enregistrer et de stocker les données relatives aux lots et aux dates de péremption directement sur votre dispositif trophon2.

Accessoires de traçabilité



trophon AcuTrace Operator Card (Carte opérateur)

Intègre la technologie AcuTrace pour capturer sous forme numérique les détails de l'interaction avec l'opérateur stockés directement sur votre dispositif trophon2.



trophon AcuTrace Medical Instrument Tag (Tag pour sonde)

Intègre la technologie AcuTrace permettant de capturer numériquement les détails de chaque sonde d'échographie, stockés directement sur votre dispositif trophon2.



trophon Printer (Imprimante)

L'imprimante trophon est une solution de traçabilité pratique qui imprime des étiquettes de désinfection trophon de haute qualité pour chaque cycle.



Rouleau d'étiquettes d'imprimante trophon

Étiquettes d'imprimante de haute qualité dotées d'une durée de vie minimale de 7 ans, adaptées aux dossiers médicaux.



trophon Logbook (Journal de bord)

Simplifie et systématise la gestion des dossiers tout en fournissant des preuves de la qualité du traitement de désinfection de haut niveau dans les établissements de santé.



Accessoires pour une installation au chevet du patient

trophon Wall Mount 2 (Support mural)

Une option commode pour installer le dispositif trophon2 dans les endroits où il existe des contraintes d'espace.

trophon Printer Wall Mount^ (Support mural d'imprimante)

Spécialement conçu pour un montage horizontal sécurisé de l'imprimante trophon sur un mur. Le support comprend aussi un espace pratique pour ranger le câble.



trophon Cart (Chariot)

Ce chariot rend les dispositifs trophon2 entièrement mobiles, ce qui permet une utilisation au chevet du patient et une adaptabilité où il existe des contraintes d'espace.

trophon Printer Cart Mount 2^ (Support chariot imprimante)

Conçu pour fixer solidement l'imprimante au chariot trophon facilement accessible et pratique.

Support pour onduleur sur chariot trophon

Conçu pour recevoir un onduleur permettant la mobilité des dispositifs trophon entre les salles d'examen patients, ce qui évite d'avoir à éteindre le dispositif trophon.*



Lingettes absorbantes

trophon Companion Drying Wipes (Lingettes sèches)

Pour sécher les sondes, avant et après la désinfection de haut niveau. Les lingettes trophon Companion sont hautement absorbantes et laissent les surfaces complètement sèches.

trophon Companion Wipes Wall Bracket (Support mural de lingettes)

Support mural facilitant l'accès et la distribution des lingettes d'essuyage trophon Companion.



Gaines de stockage des sondes d'échographie

Gaines de sondes d'échographie Clean

Conçu sur mesure pour protéger les sondes d'échographie endocavitaires et de surface contre la recontamination après une désinfection de haut niveau et avant leur utilisation sur le patient suivant.



trophon AcuTrace PLUS

trophon AcuTrace PLUS Activation Card (Carte d'activation)

trophon AcuTrace PLUS rend les enregistrements de désinfection stockés sur trophon2 accessibles à d'autres applications informatiques par le biais d'un réseau.

Configure votre système informatique pour effectuer une sauvegarde centralisée de tous les dispositifs trophon sur le réseau.†

*Imprimante non incluse.

*Onduleur non inclus. Contactez votre représentant commercial local pour connaître les spécificités de l'onduleur compatible. Les cycles de désinfection ne doivent pas être lancés lorsque le dispositif trophon est débranché du secteur.

†Remarque importante : Un middleware API personnalisé est nécessaire pour permettre cette fonctionnalité.

Toutes les opérations de connectivité, de configuration et d'intégration avec les systèmes informatiques du client sont à la charge de ce dernier.





Description des produits du système trophon2

Désignation	Code produit	Quantité
trophon2	N05000-EU5* N05000-EU3#	1 dispositif
trophon NanoNebulant	N05001	1 boîte de 6 cartouches Quantité minimum de commande : 2 boîtes
trophon Chemical Indicator (Indicateur chimique)	N05003	1 boîte de 300 indicateurs chimiques
trophon AcuTrace Operator Card (Carte opérateur)	N05006	1 boîte de 10 cartes
trophon AcuTrace Medical Instrument Tag (Tag pour sonde)	N05007	1 boîte de 10 étiquettes
trophon Printer (Imprimante)	N00048-EU5* N00048-EU3#	1 imprimante
trophon Printer Wall Mount (Support mural d'imprimante)	N00105	1 support
Rouleau d'étiquettes d'imprimante trophon	N00049-ROW	1 rouleau de 600 étiquettes**
trophon Logbook (Journal de bord)	N00098	1 boîte de 5 journaux de bord
trophon Wall Mount 2 (Support mural)	N05009	1 support
trophon Cart (Chariot)	N05010	1 chariot
trophon Printer Cart Mount 2 (Support chariot imprimante)	N05013	1 support
Support pour onduleur sur chariot trophon	N00110	1 support
trophon Companion Drying Wipes (Lingettes sèches)	N00113	1 carton de 6 boîtes de 100 lingettes
trophon Companion Wipes Wall Bracket (Support mural de lingettes)	N00114	1 support
Gaines de sondes d'échographie Clean	N00102	1 boîte de 100 gaines
trophon AcuTrace PLUS Activation Card (Carte d'activation)	N05008	1 carte

1 rouleau de 350 étiquettes pour la libération paramétrique.

*EU5 = Autriche, Pays-Bas, Belgique et Italie.

#EU3 = Suisse.

Nanosonics France (distributeur)

2, route de la Noue
91190 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0)1 64 86 58 59
E-mail : info@nanosonics.fr
Site web : www.nanosonics.fr

Nanosonics Limited (fabricant)

7-11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW 2113, Australie
Tél. : +61 2 8063 1600
E-mail : info@nanosonics.com.au
Site web : www.nanosonics.com.au